




TNC-D150A
CE 認證

桌上型精密金相 切割機 CUTTING

應用在細小及易碎產品的精密切割機，具備 X 方向定寸功能，適用需要位移精度的樣品。

操作簡易，切割速度可調整並且保證轉速恆定。

針對相關領域：金屬硬度定性，熱處理工藝研判、表面塗鍍層尺寸判斷，陶瓷材料、電子零部件觀察相關技術開發及品質管理等前處理流程。

項目		型號 / 規格敘述
結構		TNC-D150A
傳動系統	形式	桌上型
	馬力	100W (60/50Hz)
	主軸轉速(RPM)	0~3000RPM (50/60Hz)
切割片規格	切割片外徑	Ø150mm 法蘭尺寸Ø55mm
	切割片內孔徑	軸徑Ø31.75(*Ø25.4)mm
	切割片	鑽石切割片/氧化鋁砂輪片 (另購)
試料夾持	夾具型式	夾片式
	鎖緊方式	工具加力
	左右位移量	左右最大 15mm由中心位置
	最大高度	30mm
控制系統	面板形式	按鍵操控面板 LCD顯示
	功能	運轉啟動，運轉停止
		位移歸零/RPM
進給裝置	對刀方式	目視
		手柄間接式
	水箱容量	3L
冷卻裝置	重量	25kg
	尺寸	W320*D500*H360
使用電源		AC 220V / 380V 50Hz/60Hz 3P
安全		上蓋未正確關閉無法啟動，運轉中開啟上蓋停止運轉
機台	尺寸	W800*D900*H1300
	重量	21kg
標準配件		切削液X1、樣品夾標準一組、工具箱(含工具)*1set