

TNP-FRX

手動研磨系列



TNP-1020FRX



TNP-2020FRX

項目	型號 / 規格敘述			
	TNP-1020FRX	TNP-1025FRX	TNP-2020FRX	TNP-2025FRX
外觀構造	桌上型 (高強度鋁合金底座加表面硬化FRP機殼)			
操作面板	防水薄膜式按鍵面板			
盤面數量	1		2	
研磨盤尺寸	200mm	250mm	200mm	250mm
特點	1.可預設研磨排程，可將研磨手法標準化 2.擁有9組記憶排程參數			
參數設置	轉向、速度、時間			
警告系統	有			
研磨方式	手動			
研磨轉速	MAX800rpm 60Hz/50Hz			
研磨盤馬達規格	Ø200盤徑 AC 220V	Ø250盤徑 AC 220V	Ø200盤徑 AC 220V	Ø250盤徑 AC 220V
	400W 無刷馬達	750W 無刷馬達	400W 無刷馬達	750W 無刷馬達
給水裝置	陶瓷針閥一體鍛造式水龍頭			
排水系統	自然排水直通式不堵塞			
入水孔徑	1/4英吋			
排水孔徑	1 英吋			
機台總功率	Ø200盤徑 500W	Ø250盤徑 850W	Ø200盤徑 500W	Ø250盤徑 850W
電源	AC220V 單相			
機台尺寸	W556*D652*H303mm		W796*D726*H303mm	
重量	36kg	37kg	57kg	58kg
標準配件	水砂紙 P600, P800, P1200 *各2張,拋光絨布*2張, 0.3um氧化鋁粉*1罐 (100g), 滴水瓶 *1只			



自動滴液裝置 (選購品)

手動及自動拋光研磨機，研磨拋光耗材自動滴液裝置，鑽石懸浮液，氧化鋁粉，最終拋光液皆可使用。

金相前處理設備

金相耗材

洛氏硬度計

勃氏硬度計

維氏硬度計

手提式硬度計

無損測檢

金相顯微鏡

硬度及耗材配件

參考資料