

自動試樣鑲嵌機 MOUNTING PRESS


One Touch 自動輔助制樣

僅需一鍵即可開啟全自動制樣機能，
無需人為照看，制樣結束後蜂鳴提示取樣，
帶來安全舒適且高效率的生產環境。



可程式記憶模組

內建四大製作模式，9個記憶模組，
針對各式金相鑲埋樹脂材料特性，
各別設定所需壓力，成形溫度，冷卻時間等。



安全機制

在制樣的每個環節都將使用者的安全作為第一優先考量，
特別是鑲埋時的壓力與熱量設計，
設計結構上與實驗資料的依據皆通過國際CE認證。



CE 本機外觀已取得專利



項目	型式 / 規格	
	TNM-32AX	TNM-40AX
套筒內徑	Φ32mm	Φ40mm
最大壓力	Max. 4000PSI(305Kgf/cm ²) 依照套筒內徑會有不同 PSI、Kgf/cm ² 可切換	
上模固定方式	迴轉下壓式	
驅動方式	電動油壓、壓力自動補償、低噪音	
鑲埋數量	1~2個	
加熱溫度控制	使用溫度 0 ~ 200 °C (最小調整溫度 1 °C) , PID控制	
溫度補償	Offset ± 10 °C	
預熱功能	有	
電熱功率	1800W (300W*6)	
最大消耗電力	2200W	
安全溫度管控	有	
冷卻裝置	自動控制外接水源循環冷卻，加熱時間完畢後啟動冷卻 (可選配外部獨立冷卻槽)	
控制面板	IP55防水等級的按鍵操控面板	
鑲埋模式	4種鑲埋粉製作模式	
完成後提醒	提供三種蜂鳴提醒	
鑲埋記憶功能	9組鑲埋組數記憶	
外觀構造	桌上型 (表面硬化處理FRP機殼)	
機台尺寸	W463*D650*H570 mm	
重量	98 Kg	99 Kg
電源	AC 220V 單相 60/50Hz	
標準配件	成型樹脂x1罐(500g)、湯匙x1個、漏斗x1個、夾子x1只、水管2mx2條、離型劑x1罐	



低調灰色造型，為實驗室營造專業形象。
擺脫傳統實驗室老式沉悶形象，
兼顧實用及美觀。



爭分奪秒的制樣工作，
TNM精準的控溫及加壓模組，
能將制樣效率發揮到最大化。



三段式下壓回轉機構，拉，扣，轉。
符合人體工學。

台灣中澤股份有限公司

235 新北市中和區連城路258號7樓之8

TEL 02-82272299

FAX 02-82272288

sales1@tn-testing.com.tw

台中分公司

台中市烏日區太明路成豐巷163-36

TEL 04-27027057

FAX 04-27027219

台南分公司

台南市東區文化五街5號

TEL 06-2881366

FAX 06-2694272

昆山富澤檢測設有限公司(昆山分公司)

江蘇省昆山市開發區偉業路8號(現代廣場B座1111室)

TEL 0512-86179199

FAX 0512-86179189

chen@tn-testing.com.tw